

Viversani

e belli

DIETA

Zig Zag

CON L'ALTERNANZA
TRA GIORNI PROTEICI
E VEG È PIÙ FACILE
PERDERE 3 KG

BLUE ZONES

Copia i segreti delle
popolazioni che vivono
nelle aree più longeve

Mal di stomaco

SCOPRI LA CAUSA
DEL TUO PROBLEMA

SULLA NEVE

Porta con te i rimedi
naturali contro
gli infortuni
e per avere più sprint

MEDICINA ESTETICA

più giovane

in una seduta

un mix di pulizia profonda, esfoliazione
e idratazione per un viso subito luminoso

Quanta verdura?

LE 5 PORZIONI AL
GIORNO NON SONO
RISPETTATE: I TRUCCHI
PER MANGIARE
PIÙ "VERDE"

VIRUS

Non portano solo
malattie, la scienza
li usa come cura

Acque di salute

Per digerire, per le
ossa, per il fegato...
Ecco quale scegliere

Risparmio

CON I COUPON SCONTO
(ONLINE O CARTACEI) DAI
UN TAGLIO ALLA SPESA

Anno 29 - numero 9 - P.I. 21/2/2020 - settimanale



l'energia che cura proprio te

L'emissione di innocui impulsi elettrici spegne l'infiammazione dei tessuti ed elimina il dolore

Che cosa lega il male al nervo sciatico, un dolore articolare e una contrattura muscolare? Verrebbe da dire nulla, invece il minimo comune denominatore tra questi stati fisici è una perdita di equilibrio chimico-fisico dei tessuti legata a uno stato infiammatorio che genera dolore, acuto o cronico. Per trattare ogni forma di infiammazione è nato Myogen, uno strumento che sfiama, eliminando il male con interventi mirati e calibrati sulla base dell'esigenza personale e della risposta individuale.

Un apparecchio "intelligente"

Frutto di 30 anni di studi e ricerche nell'ambito della medicina cinese, che individua una cura su misura per ciascuna persona, Myogen è stato progettato, sviluppato, prodotto e certificato da un'azienda italiana costituita da un gruppo di medici, ingegneri e biologi.

* Questo strumento è in grado di misurare

e quantificare l'energia necessaria per stimolare i tessuti dolenti in modo mirato e personalizzato, senza produrre effetti collaterali.

* Basata su criteri di intelligenza artificiale (IA), questa nuova cura medica sfrutta scienza, elettronica e informatica per formulare un percorso di guarigione individuale, con tempi e modalità diversi da una persona all'altra.

→ IL METODO È INDOLORE, RAPIDO E PRIVO DI

IL VANTAGGIO DI AGIRE NEL

preciso

IL TRATTAMENTO
È SU MISURA

Va all'origine del problema

Questo innovativo sistema è in grado di colloquiare con il corpo della persona trattata attraverso un continuo scambio di dati e di informazioni tra i tessuti colpiti dall'infiammazione, i sensori dello strumento che l'operatore ha collocato sul punto dolente e due computer che, tramite l'impiego di algoritmi matematici, raccolgono i deboli segnali elettrici provenienti dai tessuti e li trasformano in informazioni utili a impostare la cura.

* Gli impulsi captati vengono poi convertiti in dati utilizzabili in tempo reale dalla macchina, cioè dal suo "cuore intelligente", che varia l'emissione di energia necessaria a correggere l'alterazione del tessuto, che è la causa del dolore.

Come si svolge una seduta

La prima parte di ogni seduta è dedicata al dialogo tra la persona e l'operatore per **analizzare il tipo di dolore e la zona in cui si irradia**, e determinare su quali punti è necessario applicare i sensori.

* La persona è seduta o sdraiata sul lettino in posizione comoda e non avverte alcun dolore mentre due simil-penne lunghe e sottili emettono **impulsi elettrici a bassissima intensità**, ma molto precisi in quanto risultanti di un calcolo matematico, in grado di ricondurre i tessuti sofferenti a una condizione di normalità e benessere, trasmettendo **micro-correzioni** di carattere elettrico.

* Il trattamento dura **pochi minuti** e il sistema di Intelligenza artificiale (IA) decide in modo autonomo di interrompersi quando il tessuto alterato dall'infiammazione è tornato in uno stato di equilibrio. Un lieve suono emesso dal computer informa l'operatore che la cura è andata a buon fine.

* Secondo il bisogno, la stimolazione può essere ripetuta **più volte di seguito**, per una durata complessiva di **10-15 minuti**.

UNA STIMOLAZIONE CHE CAMBIA A OGNI SECONDO

I dati e le informazioni che giungono alla macchina attraverso i circuiti elettronici cambiano di secondo in secondo via via che migliora lo stato infiammatorio, e questo "report" viene utilizzato dallo strumento come chiave di lettura per impostare la corretta emissione di energia. Si giunge così a uno stato di equilibrio dinamico dei tessuti, cioè mantenuto da impulsi elettrici che agiscono in tempo reale e continuativo sulla zona trattata. La strumentazione riconosce da sola se si trova ad agire su un'infiammazione acuta o cronica emettendo, di conseguenza, la stimolazione più idonea al caso.

Per informazioni su dove è possibile curarsi con Myogen (in fase di brevettazione internazionale):

[HTTP://NEOMEDICA.ORG/CONTATTI](http://neomedica.org/contatti)

I TEMPI E I COSTI

In fase acuta del dolore sono consigliate alcune sedute a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, ma ci sono casi in cui ne basta una per risolvere il problema, come in presenza di stiramenti, lesioni muscolari di primo grado, contratture e altri problemi legati, per esempio, all'attività sportiva. Una seduta ha un costo variabile da 50 a 65 euro.

In quali casi funziona

La strumentazione medica è efficace nella **riabilitazione**, nella **medicina dello sport**, nel **trattamento del dolore** e in tutte le **forme di infiammazione**:

- ✓ **muscolare** (in una sola seduta, anche in funzione defaticante, per migliorare e ottimizzare le prestazioni sportive);
 - ✓ **tendinea** (come il tunnel carpale e il tendine d'Achille);
 - ✓ **articolare** (per esempio un blocco della spalla o dolori causati dalla consunzione delle cartilagini);
 - ✓ **neurologica** (come la sciatalgia e nevralgie post erpetiche da herpes Zoster);
 - ✓ **ossea** (in caso di frattura favorisce la ricostruzione del tessuto osseo).
- * Il trattamento **non ha effe ti collaterali** e non prevede l'uso di farmaci, ma prima di iniziare la seduta è consigliato bere per idratare i tessuti e per ottimizzare la loro analisi da parte della strumentazione.

I RISULTATI? SUBITO

Già dalla prima applicazione la persona sperimenta una notevole riduzione del dolore e della sua diffusione che, come hanno dimostrato i test effettuati in collaborazione con un laboratorio del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), si attenua e scompare non perché viene bloccato a livello nervoso, ma perché gli impulsi elettrici intervengono in tempo reale sull'infiammazione, migliorando la condizione dei tessuti.

Servizio di Elisabetta Gabelli.
Con la consulenza del dottor Valerio Genitoni,
esperto di Medicina tradizionale cinese a Milano,
direttore di Lasev (Libera accademia per lo studio delle
energie vibrazionali) e inventore di Myogen®.

CONTROINDICAZIONI, CON

GIRO DI POCHE APPLICAZIONI, TALVOLTA DI UNA SOLA, IN BASE AL PROBLEMA